

Anleitung zum HD-/ ED-Röntgen

Voraussetzung zum Auswerten der Bilder

- kleine Rassen frühestens nach Vollendung des 12. Lebensmonats
- große Rassen frühestens nach Vollendung des 15. Lebensmonats

HD-Röntgen (1 Aufnahme mit gestreckten Hintergliedmaßen)

- *Lagerung*
 - o Hund in Rückenlage → ventrodorsaler Strahlengang
 - o Beine an den Tarsi nach innen gedreht
- *Was muss auf dem Bild zu sehen sein?*
 - o gesamtes Becken und Oberschenkel mit Knie und Kniescheiben
 - o alles symmetrisch und parallel zueinander!
 - o Kniescheiben unbedingt mittig zwischen den beiden Femurkondylen
- *Beschriftung des Röntgenbildes*
 - o Seitenzeichen!
 - o Wurftag und Geschlecht
 - o Datum der Röntgenuntersuchung
 - o Chip-Nr. des Hundes
 - o Name des Hundes (ggf. des Eigentümers)
 - o Name der Praxis



ED-Röntgen (je 2 Aufnahmen pro Seite)

- *Lagerung*
 - o direkt auf der Röntgenplatte, ohne Raster (Qualität!)
 - o Gliedmaße seitlich gebeugt mind. 90°, Kondylen sollten sich vollständig überlagern → mediolateraler Strahlengang
 - o Gliedmaße nach vorn gestreckt, Gelenkspalt muss deutlich sichtbar → kраниокаудaler Strahlengang
- *Beschriftung*
 - o siehe HD-Röntgen



Tierklinik Stolpen GBR
Dr. Bernd Düring, Dr. Frank Düring
Alte Hauptstrasse 15
04833 Stolpen, OT Rennersdorf



Tierklinik Stolpen GBR
Dr. Bernd Düring, Dr. Frank Düring
Alte Hauptstrasse 15
04833 Stolpen, OT Rennersdorf